

Ben je in de natuur geweest? Controleer jezelf en elkaar op tekenbeten!

Als je bent gebeten is het correct verwijderen van de teek erg belangrijk. Doe dit binnen 8 uur. Een teek verwijderen is eenvoudig met de Care Plus® Bio Ticks-2-Go. Deze exclusieve van bio-based kunststof gemaakte tekenverwijderaar heeft 2 verschillende uitsparingen om een teek mee te verwijderen. Pak de teek direct achter de kop en sleep of schep deze eenvoudig weg.

Met de Care Plus® Bio Ticks-2-Go kan je zelfs de meest vastgebeten teek in zijn geheel, dus inclusief kop en poten, moeiteloos verwijderen. Deze tekenverwijderaar oefent namelijk geen druk uit op de teek, dus het samenknijpen of afscheuren van de teek is verleden tijd.

De Care Plus® Bio Ticks-2-Go is eenvoudig mee te nemen aan de sleutelbos, zodat hij altijd binnen handbereik is.



IN HET KORT

- Gemaakt van bio-based kunststof
- Verwijdert de teek snel en veilig met slechts een eenvoudige schuifbeweging
- Voorkomt samenknijpen of afscheuren van de teek
- Verwijdert alle soorten teken, groot en klein

PRODUCTSPECIFICATIES

Artikelnummer

38398

EAN-code

8714024383989

Gewicht

9 g

Afmetingen verpakking l x b x h

40 x 40 x 160 mm

Besteleenheid

12

Certificering

OK Biobased (TÜV Austria)

Class 3

Samenstelling

70% bio-based PLA (mais)

30% bio degradable polyester